

BEL URODYNAMIKKATETRE

En komplet produktlinje til urodynamiske undersøgelser

I starten af 2000 udviklede Medtronic en helt ny produktlinje af urodynamisk katetre sammen med den italienske producent Bioengineering Laboratories Spa(BEL). Hensigten var at udvikle et kateter med optimal stivhed af hensyn til anlæggelsen samtidig med en blød smidighed, som tog hensyn til patienten under undersøgelsen.

Synmed Medicinteknik AB går ind på det danske marked med den komplette produktrække fra BEL. Vi tilbyder et fuldstændigt sortiment af vandperfunderede urodynamik katetre til cystometri og urethra-trykprofiler til attraktive priser. To-kanals kateterne findes i 6, 8 og 10F og tre-kanals (Pves, Pura og Inf) findes i 9F. Der findes Tiemann katetre, pigtail katetre og røntgenfaste katetre til videourodyamik.

Katetrene er standardlængde 400 mm, som letter nulstilling til atmosfærisk tryk, når du har anlagt kateteret, uden forlængere.

BEL Urodynamikkatetre har følgende fordele:

- Meget lille overføring – cross talk – mellem de forskellige kanaler, hvilket nedsætter forstyrrelse / artefakter mellem f.eks. infusions- og Pves kanalen.
- Tilpas stivhed til anlæggelse, men bløde og smidige ved kropstemperatur.
- Korte, farvekodede konnektorer (Pves=blå, Pura=rød, Inf=hvid) med standard Luerlock koplinger
- Meget lille perfusionshul ved Pura, som giver mindre irritation ved trækning gennem urethra.

