

ENTity™ SDXL

Fleksibelt fiberoptisk nasofaryngoskop - ø 2,7 mm

ENTity™ SDXL er et fleksibelt, nasofaryngoskop med et robust design, som er en videreudvikling af tidligere modeller af Optim's nasofaryngoskoper. Skopet har fået nyt design, som bl.a. gør det mere modstandsdygtigt ved rengøring og desinfektion. Diameteren på dette skop er bare 2,7 mm, hvilket gør det yderst anvendeligt til børn.

ENTity™ SDXL har en indbygget og patenteret LED lyskilde - OptiLux™ - som giver en overlegen god lysstyrke med et skarpt hvidt lys i 5500K farvetemperaturområdet for den bedste differentiering af vævsfarverne. Man justerer lysstyrken enkelt med pegefingern under igangværende undersøgelse, og opnår hermed præcist den lysstyrke, man ønsker.

Systemet kan kobles til et kamerasystem via USB - VidCap USB Camera System – og til et program til optagelse og patientdatahåndtering, som enkelt kan installeres på en passende computer, f.eks. en laptop.

ENTity™ SDXL tilbyder følgende fordele:

- Indbygget og justerbar LED lyskilde, som gør systemet enkelt at anvende uden eksterne tilslutninger.
- Arbejdslængde på 300 mm, angulering 110° op og ned, billedvinkel 85° og en dybde på 5 - 50 mm
- Systemet er lille, fleksibelt og smidigt at flytte med sig ved behov
- Standard 2 års garanti



SynMed Medicinteknik AB
Læssøgade 23
DK-8600 Silkeborg

Tel: +45 53 55 01 00
www.synmed.dk
info@synmed.dk

Fremstillet af:
Optim LLC
www.optim-llc.com
info@optim-llc.com

