

PADSCAN HD 5

En moderne 3D blærescanner

Caresono har udviklet en ny model blærescanner til at måle blærevolumen på 4 forskellige patient-grupper: Børn, mænd, kvinder og hysterektomerede kvinder. Apparatet har en lille smidig 3D probe, som automatisk vælger målefrekvens (2,5 eller 5 MHz) afhængig af patienten, barn eller voksen.

Inden målingen viser *Padscan HD 5* blæren på skærmen i realtid, enten som et sonografisk billede eller et enklere symbolsk billede. Du vælger selv hvilken type billede, der skal vises. Selve målingen foretages i 12 plan og tager bare totalt 5 sekunder inklusiv kalkuleringsstid.

Padscan HD 5 er meget enkel at anvende pga et meget intuitiv software og touchscreen. Scanneren kan anvendes samtidig med at batteriet lades og du kan udskrive rapporter på den indbyggede printer. Som tilbehør findes et lille hæve-og sænkbar rullevojn med opbevaringskurv, hvor scanneren er fast forankret for sikker transport fra patient til patient.

PadScan HD 5 tilbyder:

- Vandtæt IPX-7 klasse probe
- Præcision, +/-10%, +/-15 ml
- Sonografisk eller symbolsk billede i realtid
- Måledybde ned til 190 mm
- USB tilslutning til overførsel af patientdata
- Op til 1000 målinger på fuldt opladet batteri

