

# SONESTA 6210

## Et undersøgelsesleje til gennemlysning

Er udviklet for med størst mulig patientkonfort at muliggøre gennemlysning under videofluoroskopi ved en urologisk eller urodynamisk undersøgelse.

Sonesta 6202 er et komplet produkt med stor mobilitet og meget praktisk tilbehør, som letter det daglige arbejde og skaber et fleksibelt produkt, som kan anvendes på mange måder. Udover den traditionelle bevægelighed kan briksen låses i positionen mellem ryg og sæde med en unik patenteret konstruktion og rotere ryg/sæde fra liggende til siddende, samt forflytte patienten fra liggende til stående (+62°). En af de mest værdsatte egenskaber er den lave "indstignings"-højde på 40 cm, som letter proceduren for ældre og bevægelsehæmmede patienter.

Sonesta 6210 er mobil med fire låsbare hjul for enkelt at kunne flytte og justere lejets position. Åben konstruktion letter også ved rengøring. Til standardudstyret hører bl.a. justerbare fodstøtter, armstøtter og tragt med holder, men andet tilbehør findes også tilgængeligt.

### Sonesta 6210 undersøgelsesleje tilbyder:

- Undersøgelsesleje specielt designet til videourodynamik og anden gennemlysning
- Et unikt låsesystem gør det muligt at rotere patienten fra liggende til siddende til stående
- Leveres med tre motorer til højde, rygryndens position og sædehyndens position
- Stort udbud af tilbehør gør det muligt at tilpasse lejet præcist efter dine behov
- Udviklet og produceret i Sverige

