

SONESTA P2/P3

Et moderne undersøgelseleje til urologi og gynækologi

Sonesta P2/P3 er en videreudvikling for den bedst mulige patientkomfort med fokus på at facilitere brugeren til at placere patienten sikkert og præcist under forskellige undersøgelser såsom urodynamik, cystoskopi og biopsi. Sonesta P2/P3 er et komplet undersøgelseleje med stor mobilitet og mange praktiske tilbehør, der letter det daglige arbejde og skaber et fleksibelt produkt som kan bruges på mange måder. Nogle af de mest værdsatte funktioner er den lave indstigningshøjde på 40 cm hvilket gør det lettere for ældre eller bevægelseshæmmede patienter og at det kan klare patienter op til 210 kg.

Sonesta P2/P3 er udstyret med lette og stærke motorer, der kører stille og roligt med hurtig ydelse. Den er mobil med to låsbare hjul for nemt at flytte og justere position. Den åbne konstruktion letter rengøringen.

Som standardudstyr eller som ekstraudstyr er der et bredt udvalg af tilbehør, også drejeligt armlæn, benstøtter, sædehynde med 170 mm udløb, papirrulleholder, tragt til flowmåling, instrumentboks og justerbare fodstøtter.

Sonesta P2/P3 undersøgelseleje tilbyder:

- To forudindstillede positioneringer, der letter undersøgelse af patienter
- Elektronisk og automatisk stødpositionering med et enkelt tryk på knappen
- Trådløs fodkontrol tilsluttet via Bluetooth®
- Fås med tre motorer til højdejustering og placeringen af ryglæn og sædehynde
- Udviklet og fremstillet i Sverige

