

SONESTA S2/S3-SERIEN

Et moderne undersøgelsesleje til urodynamik

Sonesta S2/S3-serien er videreudviklet med henblik på bedst mulig patientkomfort og med fokus på at positionere patienten let, sikkert og nøjagtigt under urodynamikundersøgelsen. Sonesta 2S/3S-serien er en komplet produktserie med stor fleksibilitet og meget praktisk tilbehør som letter det daglige arbejde og skaber et fleksibelt produkt som kan anvendes på mange forskellige måder. To af de mest værdsatte egenskaber er den lave indstigningshøjde, helt ned til 40 cm, som letter positioneringen for ældre og patienter med bevægehandicap, samtidig med at lejet kan bære op til 210 kg.

Sonesta S2/S3 serien er mobil med to låsbare hjul til enkel flytning og justering af position, og den åbne konstruktion letter rengøringen. Som standardudrustning eller som tilvalg forefindes et stort udbud af tilbehør, bl.a. løftbare armstøtter, benstøtter, hynde med 170mm udskæring, ekstra hynde til supplerende til fladt leje, papirrulleholder, tragt til flowmåling, justerbare fodstøtter, instrumentbakke m.m.

Sonesta S2/S3-serien undersøgelsesleje tilbyder:

- Undersøgelsesleje specielt tilpasset urodynamik
- Stort udbud af tilbehør, så du kan tilpasse lejet præcist efter dine behov
- Forefindes med to (S2) eller tre motorer (S3) til justering af højde, ryg og sæde
- Udviklet og produceret i Sverige



SynMed Medicinteknik AB
Engvej 21
DK-26225 Vallensbaek

Tel: +45 21 46 88 58
www.synmed.dk
info@synmed.dk

Fremstillet af:
Sonesta Medical AB
www.sonestamedical.se
info@sonestamedical.se

